

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fkbp10 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Número de artículo: CM0006511

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FKBP10 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce la FKBP10 humana, una PPIasa residente en el RE de 64 kDa involucrada en el plegamiento proteico y vinculada a la osteogénesis imperfecta. Ideal para investigación y desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FKBP10 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FKBP10; BRKS1; FKBP65; OI11; OI6; PPIASE; hFKBP65; FK506 binding protein 10
Especie	Humano
GeneID	60681
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-582 de la FKBP10 humana (NP_068758.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96AY3
Peso molecular de la proteína	39kDa/64kDa
Envío	Bolsa de hielo