

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fkbp10 Para Wb - Q96Ay3

Número de artículo: CM0016945

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FKBP10 validado mediante KO para Western blot y ELISA, reactivo con muestras humanas y de ratón. FKBP10 es una isomerasa cis-trans peptidil-prolil localizada en la luz del retículo endoplasmático, implicada en el plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	[Validado mediante KO] Anticuerpo policlonal de conejo FKBP10
Observaciones/Alias	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65; 10
Especie	Humana
ID génico (humano)	60681
ID génico	60681
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 303-582 de FKBP10 humano (NP_068758.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q96AY3
Peso molecular de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo