

Anti-Fkbp10 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ay3

Número de artículo: CM0011652

Introducción

FKBP10 Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal recombinante de conejo que detecta FKBP10 humano, de ratón y de rata. Validado para WB, IF/ICC y ELISA, es ideal para estudiar el plegamiento de proteínas, la biosíntesis del colágeno y el desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FKBP10 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alíase	OI6; BRKS; OI11; TLH1; BRKS1; FKBP65; PPIASE; hFKBP65
Especie	Humana
GeneID (humano)	60681
GeneID	60681
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	Q96AY3
Peso de la proteína	64 kDa
Envío	Bolsa de hielo