

Anticuerpo Policlonal Anti-Fkbp11 Para Wb, Elisa - Q8N573

Número de artículo: CM0021158

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a FKBP11, adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar la resistencia al estrés oxidativo, la regulación del pH del Golgi y la neuroprotección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FKBP11 Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	FKBP19; FKBP11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51303
GeneID	51303
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-150 del FKBP11 humano (NP_057678.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8N573
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo