

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fkbp12 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62942

Número de artículo: CM0019601



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FKBP12 humana (FKBP1A), validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios sobre la señalización de TGF-beta, el plegamiento de proteínas y la regulación de canales de calcio.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-FKBP12                                                                                                                          |
| Observaciones/alias | FKBP1; PKC12; PKC12; FKBP12; PPIASE; FKBP-12; FKBP-1A                                                                                              |
| Especie             | Humana                                                                                                                                             |
| ID del gen (humano) | 2280                                                                                                                                               |
| ID del gen          | 2280                                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante / proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-108 de FKBP12 (NP_000792.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                   |
| Reactividad cruzada | Humana, de ratón, de rata                                                                                                                          |
| SWISS               | P62942                                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 12 kDa                                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                     |