

Anticuerpo Policlonal Anti-Fkbp1B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68106

Número de artículo: CM0021156



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FKBP1B validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta FKBP1B humano, de ratón y de rata (proteína de unión a FK506 de 12,6 kDa), implicada en la inmunosupresión y el plegamiento de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra FKBP1B
Observaciones/alias	OTK4; FKBP1L; PKBP1L; PPlasa; FKBP12.6; FKBP1B
Especie	Humano
GeneID (humano)	2281
GeneID	2281
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P68106
Peso de la proteína	12 kDa
Envío	Bolsas de hielo