

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fkbp2 Para Wb, Elisa - P26885

Número de artículo: CM0022559



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a FKBP2 (FKBP13), una peptidil-prolil cis-trans isomerasa. Validado para Western blot y ELISA en humano y ratón. Ideal para estudios de plegamiento de proteínas e inmunofilinas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Nombre del producto | FKBP2 Rabbit pAb               |
| Observaciones/Alias | FKBP13; PPIasa; FKBP-13; FKBP2 |
| Especie             | Humano                         |
| ID del gen (Humano) | 2286                           |
| ID del gen          | 2286                           |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante          |
| Origen              | Conejo                         |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales       |
| Aplicación          | WB, ELISA                      |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón                  |
| SWISS               | P26885                         |
| Peso de la proteína | 16kDa                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                 |