


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fkbp3 Para Wb, Ip, Elisa - Q00688

Número de artículo: CM0027148



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-FKBP3 validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con la FKBP3 humana, una inmunofilina nuclear con actividad peptidil-prolil isomerasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FKBP3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FKBP-3; FKBP25; PPlasa; FKBP-25; FKBP3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2287
GeneID	2287
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q00688
Peso de la Proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo