

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fkbp38/Fkbp8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14318

Número de artículo: CM0010160



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a FKBP38/FKBP8 humano (Q14318). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Útil para investigación sobre apoptosis, mitocondrias e infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FKBP38/FKBP8 mAb de conejo
Notas/Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23770
GeneID	23770
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de FKBP38/FKBP8 humano (Q14318)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14318
Peso de la proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo