

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fkbp38/Fkbp8 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14318

Número de artículo: CM0029846



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FKBP38/FKBP8 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón, rata. Peso molecular 45 kDa. Adecuado para investigación de apoptosis e infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FKBP38/FKBP8 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FKBP38; FKBP38; FKBP38/FKBP8
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	23770
ID de Gen	23770
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-270 del FKBP38/FKBP8 humano (NP_036313.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14318
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo