


Anticuerpo Policlonal Anti-Fkbp51/Fkbp5 Para Wb, Elisa - Q13451

Número de artículo: CM0027122



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FKBP51/FKBP5, validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el tráfico de receptores de hormonas esteroides, la señalización de Akt y la función de inmunofilinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FKBP51/FKBP5
Observaciones/Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPIasa; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Especie	Humano
GeneID (humano)	2289
GeneID	2289
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 308-457 de FKBP51/FKBP5 humano (NP_001139247.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13451
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo