


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fkbp51/Fkbp5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13451

Número de artículo: CM0011946



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FKBP51/FKBP5 (Q13451), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad humana y de rata. El objetivo es una inmunofilina de 51 kDa involucrada en el tráfico de receptores de esteroides, señalización Akt y activación de NF-κB. Ideal para investigación de transducción de señales e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FKBP51/FKBP5 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	P54; AIG6; FKBP51; FKBP54; PPlase; Ptg-10; FKBP51/FKBP5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2289
ID de Gen	2289
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q13451
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo