

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fkbp52/Fkbp4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02790

Número de artículo: CM0011863



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra FKBP52/FKBP4 humano (SWISS: Q02790). Apto para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre complejos de receptores de esteroides y funciones de inmunofilinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FKBP52/FKBP4 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HBI; p52; Hsp56; FKBP51; FKBP52; FKBP59; PPIase; FKBP52/FKBP4
Especie	Humano
ID de Gen	2288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de FKBP4 humano (Q02790).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02790
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo