

Anticuerpo Policlonal Anti-Fkbp6 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075344

Número de artículo: CM0026437



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FKBP6 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Se dirige a la peptidil-prolil cis-trans isomerasa inactiva FKBP6 implicada en la espermatogénesis. Ideal para investigación en biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FKBP6 Rabbit pAb
Notas/Alias	FKBP36; SPGF77; FKBP6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8468
GeneID	8468
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-327 de la FKBP6 humana (NP_003593.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75344
Peso proteico	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo