


## Anticuerpo Policlonal Anti-Fkrp Para Wb, Elisa - Q9H9S5

Número de artículo: CM0013237



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FKRP validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Se dirige a la transferasa de ribitol 5-fosfato implicada en la glicosilación de distroglicano. Adecuado para la investigación de distrofia muscular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | FKRP Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | FKTR; MDC1C; LGMD2I; LGMDR9; MDDGA5; MDDGB5; MDDGC5; FKRP                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de Gen (Humano)  | 79147                                                                                                                              |
| ID de Gen           | 79147                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-220 del FKRP humano (NP_077277.1). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Rata                                                                                                                               |
| SWISS               | Q9H9S5                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 55kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |