

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flad1 Para Wb, Elisa - Q8Nff5

Número de artículo: CM0013160



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FLAD1 humano (sintetasa/difosfatasa de FAD), validado para WB y ELISA. Detecta los niveles endógenos de la proteína FLAD1 de ~65 kDa en muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FLAD1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FAD1; FADS; PP591; LSMFLAD; FLAD1
Especie	Humano
ID de Gen	80308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 388-587 del FLAD1 humano (NP_079483.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8NFF5
Peso Proteico	65kDa
Envío	Bolsa de hielo