


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Flap Para Wb, Elisa - P20292

Número de artículo: CM0002168



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra FLAP humano (proteína activadora de la 5-lipoxigenasa del araquidonato) para aplicaciones de WB y ELISA. Validado para investigación de biosíntesis de leucotrienos e inflamación. Reactividad por especie: humana. Peso molecular de la proteína: 18 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FLAP Rabbit mAb
Notas/Alias	FLAP
Especie	Humana
GeneID	241 (Humana)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 62-161 de FLAP humano (P20292)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P20292
Peso molecular de la proteína	18 kDa
Envío	Bolsa de hielo