

Anticuerpo Policlonal Anti-Flcn Para Wb, Elisa - Q8Nfg4

Número de artículo: CM0025595



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FLCN validado para WB y ELISA, dirigido contra la folliculina humana (64 kDa, SWISS Q8NFG4). Ideal para estudios de investigación en señalización de mTORC1, cáncer y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FLCN
Observaciones/Alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Especie	Humano
ID del Gen	201163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 341-579 de la FLCN humana (NP_659434.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8NFG4
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo