

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flcn Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nfg4

Número de artículo: CM0012938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo FLCN validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización mTORC1, la autofagia y la investigación del síndrome de Birt-Hogg-Dubé.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FLCN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BHD; FLCL; DENND8B; FLCN
Especie	Humano
GeneID	201163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 341-579 del FLCN humano (NP_659434.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFG4
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo