


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flg Para Wb, Elisa - P20930

Número de artículo: CM0022028



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-FLG de alta calidad, validado para WB y ELISA. Reacciona con la filagrina humana, de ratón y de rata, una proteína clave de la diferenciación epidérmica. Ideal para la investigación de la biología cutánea y la queratinización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal de conejo contra FLG
Observaciones / Alias	FLG1; ATOD2; FLG-1; FLG
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2312
ID del gen	2312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-92 de la FLG humana (NP_002007.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P20930
Peso de la proteína	435 kDa
Envío	Bolsa de hielo