

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-FLI1 Para Wb, Ip, Elisa - Q01543

Número de artículo: CM0029524



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FLI1 humano (EWSR2, FLI-1), validado para Western blot, inmunoprecipitación y ELISA. Reconoce FLI1 en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de regulación transcripcional y oncogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo FLI1
Observaciones/Alias	EWSR2, FLI-1, SIC-1, BDPLT21, FLI1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2313
ID de Gen	2313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FLI1 humano (NP_002008.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q01543
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo