

Anticuerpo Monoclonal Anti-Flotillin-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Número de artículo: CM0012137



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Flotillin-1 validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína de andamiaje de las caveolas FLOT1 (075955). Ideal para la investigación de balsas de membrana, endosomas y caveolas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Flotillin 1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FLOT1; flotillin-1; Flotillin 1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	10211
GenelD	10211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 155-427 de la Flotillin 1 humana (NP_005580.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075955
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo