

Anticuerpo Monoclonal Anti-Flotilina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075955

Número de artículo: CM0011710



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Flotilina 1 para WB, IHC-P, ELISA. Detecta FLOT1 humano, de ratón y rata, una proteína de andamiaje en caveolas y balsas lipídicas. Compatible con estudios de localización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Flotilina 1
Observaciones/Alias	FLOT1; flotilina-1; Flotilina 1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10211
GeneID	10211
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 328-427 de la Flotilina 1 humana (075955).)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	075955
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo