

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flotilina 1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O75955

Número de artículo: CM0020982



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Flotilina 1 (FLOT1) para Western blot (WB), IHC-P y ELISA. Validado en humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de caveolinas y balsas lipídicas (lipid rafts).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Flotilina 1
Observaciones/Alias	FLOT1; flotilina-1; Flotilina 1
Especie	Humano
GenelD (humano)	10211
GenelD	10211
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 128-427 de la Flotilina 1 humana (NP_005794.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75955
Peso de la proteína	47 kDa
Envío	Bolsa de hielo