

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Flowering Locus C (Flc) Para Wb, Elisa - Q9S7Q7

Número de artículo: CM0023171

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FLOWERING LOCUS C (FLC) de Arabidopsis thaliana, un represor clave de la floración. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Inmunógeno de proteína recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-FLC
Observaciones/Alias	AGAMOUS-like 25; AGL25; FLF; FLOWERING LOCUS C; FLOWERING LOCUS F; MADS BOX PROTEIN FLOWERING LOCUS F; REDUCED STEM BRANCHING 6; RSB6; T31P16.130; T31P16_130; FLC
Especie	Arabidopsis thaliana
ID de gen	830878
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-196 de FLC de Arabidopsis thaliana (NP_196576.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9S7Q7
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo