


Anticuerpo Policlonal Anti-Flowering Locus T (Ft) Para Wb, Elisa - Q9Sxz2

Número de artículo: CM0022652



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FLOWERING LOCUS T (FT) de Arabidopsis thaliana, validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la señalización del florigeno y la regulación del tiempo de floración en la investigación del desarrollo vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	F5I14.3; F5I14_3; FLOWERING LOCUS T; REDUCED STEM BRANCHING 8; RSB8; FT
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID	842859
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 70-150 de FT de Arabidopsis thaliana (NP_176726.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SXZ2
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo