


Anticuerpo Policlonal Anti-Flt3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P36888

Número de artículo: CM0018473



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FLT3 humano (CD135/FLK2/STK1), validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación oncológica y hematopoyética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FLT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
Especie	Humano
ID del gen	2322
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 701-800 de FLT3 humano (NP_004110.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P36888
Peso de la proteína	113 kDa
Envío	Bolsa de hielo