


Anticuerpo Monoclonal Anti-Flt3/Cd135 Para Fc, Elisa - P36888

Número de artículo: CM0006531



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Flt3/CD135 humano, validado para citometría de flujo y ELISA. Detecta el receptor tirosina quinasa FLT3, clave en la diferenciación hematopoyética y la leucémo-génesis. Reacciona con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Flt3/CD135
Observaciones/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; Flt3/CD135
Especie	Humano
GeneID	2322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-163 del Flt3/CD135 humano (NP_004110.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P36888
Peso Molecular de la Proteína	108KDa/113kDa
Envío	Bolsa de hielo