

Anticuerpo Policlonal Anti-Flywch2 Para Wb, Elisa - Q96Cp2

Número de artículo: CM0021300

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra FLYWCH2 humano, validado para Western blot y ELISA. Ideal para investigar vías relacionadas con fosfoproteínas y realizar estudios proteómicos. Envío en bolsa de hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FLYWCH2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	FLYWCH2
Especie	Humano
GenelD (humano)	114984
GenelD	114984
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-140 de FLYWCH2 humano (NP_612448.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96CP2
Peso de la proteína	15 kDa
Envío	Bolsa de hielo