

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fmo1 Para Wb, If-P, Elisa - Q01740

Número de artículo: CM0024494

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad contra la flavina monooxigenasa 1 (FMO1) humana. Validado para WB, IF-P, ELISA con reactividad cruzada en humanos y ratas. Ideal para estudios de metabolismo de xenobióticos y síntesis de taurina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FMO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FMO1; flavin containing monooxygenase 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2326
GeneID	2326
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 371-470 de la FMO1 humana (NP_002012.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q01740
Peso de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo