

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fmo3 Para Wb, If-P, Elisa - P31513

Número de artículo: CM0003470

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra FMO3 humana, validado para WB, IF-P y ELISA. Adecuado para el estudio del metabolismo hepático de fármacos y la producción de N-óxido de trimetilamina en muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FMO3 Rabbit mAb
Notas/Alias	TMAU; FMOII; dJ127D3.1; FMO3
Especie	Humana
GeneID (Humana)	2328
GeneID	2328
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de FMO3 humano (P31513).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31513
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo