


Anticuerpo Policlonal Anti-Fmrp Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06787

Número de artículo: CM0027197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FMRP (proteína 1 ribonucleoproteica mensajera del X frágil). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de desarrollo neuronal y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FMRP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	POF; FMRP; POF1; FRAXA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2332
GeneID	2332
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 500-600 de la FMRP humana (NP_002015.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06787
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo