

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fn1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02751

Número de artículo: CM0012185



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta afinidad dirigido contra la fibronectina humana (FN1). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. La fibronectina es una glucoproteína clave de la matriz extracelular que regula la adhesión celular, la migración y la cicatrización de heridas. Ideal para investigación diagnóstica y biomédica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FN1 mAb de conejo
Observaciones/alias	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF
Especie	Humana
GenelD (humano)	2335
GenelD	2335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2205-2477 de la FN1 humana (NP_997647.2).
Fuente	—
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P02751
Peso de la proteína	72 kDa/74 kDa/221-272 kDa
Envío	Bolsa de hielo