

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fn3Krp Para Wb, Elisa - Q9Ha64

Número de artículo: CM0015347

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FN3KRP para detección por WB y ELISA en humano, ratón, rata. Investigue las vías de desglicación de proteínas con un reactivo de investigación fiable de cetosamina-3-quinasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo FN3KRP
Observaciones/Alias	FN3KL; FN3KRP
Especie	Humano
ID del gen	79672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-309 de FN3KRP humano (NP_078895.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HA64
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo