

Anticuerpo Policlonal Anti-Fndc4 Para Wb, Elisa - Q9H6D8

Número de artículo: CM0018325

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-FNDC4 detecta FNDC4 humano, de ratón y de rata, y está validado para WB y ELISA. Útil para estudiar la inflamación, la sensibilidad a la insulina y la biología del tejido adiposo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FNDC4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FRCP1; FNDC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64838
GeneID	64838
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-167 del FNDC4 humano (NP_073734.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H6D8
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo