

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Fndc4 Para Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

Número de artículo: CM0024588

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la FNDC4 humana (proteína que contiene el dominio tipo III de fibronectina 4), validado para IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación en inflamación, tolerancia a la glucosa y biología del tejido adiposo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	FNDC4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FRCP1; FNDC4
Especie	Humano
ID del Gen	64838
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-167 de la FNDC4 humana (NP_073734.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H6D8
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo