

## Anticuerpo Policlonal Anti-Fnta Para Wb, Elisa - P49354

Número de artículo: CM0024724



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FNTA humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. El objetivo participa en la prenilación de proteínas, relevante para la investigación sobre cáncer y trastornos neuromusculares.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | FNTA Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | FPTA, PTAR2, PGGT1A, FNTA                                                                                                          |
| Especie             | Humana                                                                                                                             |
| GeneID (Humana)     | 2339                                                                                                                               |
| GeneID              | 2339                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 280-379 de FNTA humana (NP_002018.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humana, Ratón, Rata                                                                                                                |
| SWISS               | P49354                                                                                                                             |
| Peso Molecular      | 44kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |