

Anticuerpo Monoclonal Anti-Fntb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49356

Número de artículo: CM0010849



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo FNTB (clon no especificado) validado en WB, IHC-P, ELISA. Detecta FNTB humana y de rata (~49 kDa). Adecuado para la investigación de la farnesiltransferasa CAAX y la prenilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FNTB Rabbit mAb
Observaciones/Alias	FPTB; FNTB
Especie	Humano
GeneID	2342
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FNTB humana (P49356).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P49356
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo