

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fntb Para Wb, Elisa - P49356

Número de artículo: CM0020667



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FNTB humano, validado para WB y ELISA. Reconoce FNTB humano, de ratón y de rata, una farnesiltransferasa crítica para la prenilación de proteínas y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo FNTB
Observaciones/Alias	FPTB; FNTB
Especie	Humano
ID del Gen	2342
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de FNTB humano (NP_002019.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49356
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo