

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra La Proteína De Unión A Folato (Folr1) Para Wb - P15328

Número de artículo: CM0023521



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOLR1 humano (receptor de folato alfa) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de cáncer y metabolismo del folato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Proteína de Unión a Folato (FBP) / FOLR1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FBP; FOLR; NCFTD; FRalfa; Proteína de Unión a Folato (FBP) / FOLR1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2348
ID del gen	2348
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15328
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo