


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Fos B Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Número de artículo: CM0007703



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Fos B de alta calidad validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reconoce Fos B humano (factor de transcripción AP-1) con un peso molecular de 36kDa. Ideal para estudios de regulación transcripcional, biología de células T y neurobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Fos B
Observaciones/Alias	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2354
GeneID	2354
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de Fos B humano (NP_006723.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P53539
Peso Molecular de la Proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo