


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fos Para Wb, Elisa - P01100

Número de artículo: CM0024104



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra c-Fos (subunidad del factor de transcripción AP-1). Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para WB y ELISA; ideal para investigación en transducción de señales, proliferación y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p55; AP-1; C-FOS; FOS
Especies	Humano, Ratón, Rata
GeneID (Humano)	2353
GeneID	2353
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOS humano (NP_005243.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01100
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo