


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosb Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53539

Número de artículo: CM0016835



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra FOSB humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudiar las funciones del factor de transcripción AP-1 en la regulación de potenciadores nucleosómicos y la neurogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOSB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP-1; G0S3; G0S3; G0SB; FOSB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2354
GeneID	2354
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOSB humano (NP_006723.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53539
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo