

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Fosl1 (Validado Por Kd) Para Wb, Elisa - P15407

Número de artículo: CM0024682

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KD contra FOSL1 (FRA1) humano para aplicaciones de Western blot y ELISA. Obtenido de la plataforma integral de materias primas para IVD de CamelBio, este anticuerpo detecta una banda de ~29 kDa. Swiss-Prot: P15407.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] FOSL1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FRA; FRA1; fra-1; [Validado por KD] FOSL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8061
GeneID	8061
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de FOSL1 humano (NP_005429.1?).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15407
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo