

Anticuerpo Policlonal Anti-Fosl2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15408

Número de artículo: CM0030213

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOSL2 (FRA2) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de rata. Adecuado para el estudio de la regulación de la transcripción y la biología de los osteoclastos. - P15408

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOSL2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FRA2; FOSL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2355
GeneID	2355
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 187-326 de FOSL2 humano (NP_005244.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P15408
Peso Molecular	35kDa
Envío	Bolsa de hielo