

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxc1 Para Wb, Elisa - Q12948

Número de artículo: CM0025947

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOXC1 validado para Western blot y ELISA, reactivo con humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la función de factores de transcripción en investigación sobre desarrollo, cáncer y oftalmología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXC1 Rabbit pAb
Notas/Alias	ARA; IGDA; IHG1; ASGD3; FKHL7; IRID1; RIEG3; FREAC3; FREAC-3; FOXC1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2296
GeneID	2296
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 404-553 de FOXC1 humano (NP_001444.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12948
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo