

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxd1 Para Wb, Elisa - Q16676

Número de artículo: CM0024554

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a FOXD1 humano, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de factores de transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXD1 Rabbit pAb
Notas / Alias	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2297
ID del gen	2297
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXD1 humano (NP_004463.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16676
Peso de la proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo