

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxi1 Para Wb, Elisa - Q12951

Número de artículo: CM0020245

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido contra FOXI1, un factor de transcripción forkhead esencial para el desarrollo del oído interno y los riñones. Validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXI1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	HFH3, FKH10, HFH-3, FKHL10, FREAC6, FREAC-6, FOXI1
Especie	Humana
GeneID (humano)	2299
GeneID	2299
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de FOXI1 humano (NP_036320.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q12951
Peso molecular	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo