

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Foxj1 Para Wb, Ip, Elisa - Q92949

Número de artículo: CM0020071

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra FOXJ1 humano, un factor de transcripción esencial para la formación de cilios móviles. Validado para aplicaciones de WB, IP y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de ciliopatías y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	FOXJ1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2302
GeneID	2302
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-421 de FOXJ1 humano. (NP_001445.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q92949
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo