

Anticuerpo Policlonal Anti-Foxk1 De Conejo Para Wb, Elisa - P85037

Número de artículo: CM0014534



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra FOXK1 humano, validado para WB y ELISA. FOXK1 es un factor de transcripción forkhead que regula el metabolismo de la glucosa, la diferenciación muscular y la autofagia. Adecuado para aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	FOXK1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	FOXK1L; FOXK1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	221937
ID del Gen	221937
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 600-733 de FOXK1 humano (NP_001032242.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P85037
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo